

CNW ATHENA C18-XPB Column Phase

Yüzey Alanı (m ² /g)	180
Karbon Yüğü (%)	18
Gözenek Çapı (Å)	130
End Cap	Evet
Modifikasyon	Hibrit
pH	2 - 12
Ağır metal içerik	10 ppb Den az

3.5µm ve 5µm Partikül boyutu seçenekleri mevcuttur.

Sadece C18 Hibrit Modifikasyonu Fazı mevcuttur.

ÖNERİLER:

Yüksek PH dayanımı ve resolsuyon ihtiyacı gerektiren çalışmalar için özeldir.

Waters XTERRA MSC18 ve XBRIDGE C18 fazlarına karşılık tercih edilebilir.

HAZIRLAYAN: Mehmet Ali ÜNLÜ

Demo talep ve bilgi için: m.unlu@doalab.com